



www.hebcare.it  
info@hebcare.it

## Scheda tecnica

# SANITEX MVP - ricariche

RICARICHE PER SANITEX MVP A SCHIUMA, LIQUIDO E SPRAY



### Caratteristiche

- Disponibile in versione manuale o automatica touch-free, con possibilità di scelta dell'inserito bianco o cromato a seconda delle esigenze.
- Protezione antimicrobica Biomaster® incorporata nella cover del dispenser (solo nella versione manuale) - testato in laboratori indipendenti, riduce la crescita batterica del 99,99%.
- Migliora l'igiene e la sicurezza per gli utenti.
- Profondità dispenser 10 cm. Lavora con meno di 2,5 kg di pressione (meno di 5 libbre).
- Rispetta i parametri americani dell'ADA (American with Disabilities Act).
- L'inserito trasparente facilita il controllo delle cartucce di ricarica
- Prodotto in ABS completamente riciclabile.
- Serratura con chiave o senza.
- Cartuccia semplice e veloce da installare.
- La pompa erogatrice è incorporata nelle ricariche: economico, sigillato e monouso!

### Specifiche del prodotto

Tipo di dispenser	Qntà prodotto (ml)	Numero erogazioni	Descrizione ricarica	Ricariche per conf.	Pompa
<b>Sanitex MVP Manuale (Refills)</b>					
Manuale	1000	2500	Sapone Schiuma Luxury	4	Schiuma
Manuale	1000	2500	Sapone Schiuma Antibatterico	4	Schiuma
Manuale	1000	1000	Gel Antibatterico Istantaneo	4	Liquido
<b>Sanitex MVP Automatico (Refills)</b>					
Automatico	1200	3000	Sapone Schiuma Luxury	3	Schiuma
Automatico	1200	3000	Sapone Schiuma Antibatterico	3	Schiuma
Automatico	1200*riempito fino a 1000 per limiti legislativi	1200	Gel Antibatterico Istantaneo	3	Liquido
<b>Sanitex MVP Igienizzante per Superfici</b>					
Manuale	1000	2000	Igienizzante per superfici	4	Spray

### IN EVIDENZA

Cartucce di lunga durata e sigillate, che garantiscono un'igiene ottimale in ogni momento. Erogano la giusta quantità di sapone, minimizzando sprechi e permettendo un risparmio di costo. Incorporato in questa gamma di prodotti si trova il sanizzante professionale per superfici, disegnato e inventato per lasciare ciascuna superficie sicura all'utilizzo. Il sanizzante per superfici è stato testato utilizzando i protocolli stringenti di FDA 1994 TFM.